

Cómo recoger saliva para la prueba de COVID-19

El kit de prueba incluye un tubo de muestra de saliva con tapón, un embudo, una toallita con alcohol, un paño absorbente y una bolsa de riesgo biológico. Hacemos la prueba de COVID-19 mediante una muestra de saliva.

SIGA ESTOS PASOS

1 DESPERTARSE Y ESCUPIR

Recoja la saliva a primera hora del día de recogida asignado.

- NO permita que el niño coma, beba, se cepille los dientes ni masque chicle 30 minutos ANTES de usar el tubo de muestra de saliva.



2 ARMAR EL TUBO DE SALIVA

- Abra (desenrosque) la tapa del tubo de muestra de saliva vacío.
- Introduzca el embudo en el tubo, como se muestra en la imagen.




3 HORA DE ESCUPIR

- Haga que el niño ponga la boca en la parte superior del embudo.
- Pídale al niño que piense en su comida preferida; esto lo ayudará a producir más saliva.
- Haga que llene el tubo con saliva hasta la línea roja.




Las burbujas de saliva deben estar arriba de la línea roja.

- Si la saliva se “pega” dentro del tubo, golpee el tubo suavemente para que se vaya hacia el fondo.
- El niño puede tardar más de 5 minutos en producir esa cantidad de saliva.



4 QUITAR EL EMBUDO

- Enrosque bien el tapón en el tubo de muestra de saliva.
- Deseche el embudo.
- Limpie el exterior del tubo con la toallita con alcohol para eliminar la saliva que pueda haber quedado.
- Deje reposar 1 minuto. Luego, ponga una etiqueta en el tubo, como se muestra en la imagen abajo.
- Asegúrese de que el nombre y la fecha de nacimiento se vean con facilidad.



5 PREPARAR EL ENVÍO

- Ponga el tubo de muestra de saliva etiquetado en la bolsa de riesgo biológico.
- Asegúrese de que el tubo esté en contacto con los paños absorbentes.
- Cierre bien la bolsa.
- Pegue una etiqueta en el exterior de la bolsa de riesgo biológico.
- Asegúrese de que el nombre y la fecha de nacimiento se vean con facilidad.



6 ENVIAR LA MUESTRA

La muestra debe entregarse el día en que se recoge.

- Entregue la bolsa de riesgo biológico con el tubo de muestra de saliva en el centro de recogida de la escuela.
- Recibirá los resultados de la prueba mediante un correo electrónico de OHSU Health (K12covidtesting@ohsuhealthmarketing.com) en el plazo de 1-2 días después de que la muestra se haya recogido en la escuela.

Guarde las instrucciones Y las etiquetas de nombre restantes Y deseche todo el material usado.

Gracias por participar en el programa de prueba de COVID-19 para el regreso de K-12 a la escuela.